



BTL-1100

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Руководство пользователя	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Внешний вид VTL-1100	3
1.3 Варианты исполнения VTL-1100.....	3
1.4 Инструкция по сборке VTL-1100	4
1.5 Блок управления.....	4
1.6 Чистка и уход	4
1.7 Меры безопасности.....	4
1.8 Используемые символы.....	5
2 Технические характеристики.....	6
2.1 Базовая модель и дополнительные аксессуары	6
2.2 Производитель	7



1 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ

Кушетки предназначены для медицинского использования, для размещения и поддержания положения тела пациента во время проведения терапии и диагностических процедур.

1.2 ВНЕШНИЙ ВИД BTL-1100

Массажные столы BTL-1100 состоят из:


- верхней рамы с обивкой;
- четырех круглых ножек, прикручиваемых к верхней раме;
- головной секции с ручной регулировкой по высоте;
- опционально — деления головной секции кушетки на две части с ручной регулировкой по высоте средней части.

Каркас кушетки оснащен пластиковыми опорами для ножек, регулируемые по высоте и предназначенными для сглаживания неровностей поверхности. Крепление ножек к раме очень прочное — кушетка устойчива. Фиксированная основная секция и регулируемая головная секция выполнены из древесно-стружечной плиты (ДСП) с поролоном, обе секции покрыты обивкой из искусственной кожи. Головная часть кушетки может поставляться с так называемым «отверстием для лица» — съемная часть для удобного расположения пациента на животе.


Во время транспортировки ножки скручиваются. Транспортировочная высота кушетки составляет всего 20 см, что облегчает транспортировку и обработку.

1.3 ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ BTL-1100

- 2-секционная с ручной регулировкой головной секции



- 3-секционная с ручной регулировкой наклона головной секции и высоты средней секции



1.4 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ BTL-1100

Прикрутите 4 ножки (винтики приварены к каждой ножке) в углубления с резьбой по углам рамы. Поставьте раму на ножки и, если необходимо, компенсируйте неровности пола с помощью пластиковых наконечников для ножек.

1.5 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

- Ручная регулировка головной секции

Для регулировки головной секции нажмите рычаг и выберите нужный угол наклона.

- Ручная регулировка средней секции — 3-секционная кушетка (два рычага расположены в середине кушетки для ручной регулировки высоты (подъема) в середине двух секций для тела пациента).

Перед регулировкой средней части, особенно при опускании, необходимо обязательно придерживать данную секцию!

1.6 ЧИСТКА И УХОД

- Мы рекомендуем проверять прикрученные части кушетки и при необходимости докручивать их по крайней мере один раз в год. Головки винтов и гайки могут быть закрыты пластиковыми покрытиями, снимайте их, перед тем как докрутить, и возвращайте после этого на место.
- Никакие части кушетки не требуют дезинфекции и стерилизации.
- Мойте обивку неабразивными моющими средствами. Для дезинфекции используйте, например, 10% Перстерил, Секусепт, Инцидур и др. Не используйте средства, содержащие ацетон.

1.7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед первым использованием кушетки внимательно прочитайте руководство пользователя.
- Персонал, работающий с кушетками, должен быть обучен работе на них, техническому обслуживанию, а также предупрежден о мерах безопасности.
- Кушетку нельзя использовать, если существует риск взрывоопасности или попадания воды.
- Не разбирать на части. Удаление защитных покрытий может привести к травмам.
- Кушетка не содержит и не излучает токсических веществ во время процедуры, хранения или транспортировки при соблюдении описанных условий.
- При регулировке средней или головной частей кушетки необходимо обязательно поддерживать их рукой, чтобы предотвратить травмы персонала при неконтролируемых движениях.
- Не кладите руки и не помещайте какие-либо вещи между поднимающимися частями поддона для хранения (применимо для модели с механическим подниманием срединной части).
- Если кушетка подвержена воздействию солнечных лучей или других источников тепла, она может перегреться, что может привести к повреждению кожи пациента.
- Если ДСП влажная, она теряет свою прочность. Предотвращайте попадание воды на ДСП (особенно в случае повреждения искусственной кожи и при дальнейшей чистке).

1.8 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

	Осторожно!
	Следуйте инструкциям по эксплуатации (руководство пользователя)
	Утилизация отходов электрического и электронного оборудования
	Производитель
	Код партии
	Каталожный номер
	Серийный номер

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Идентификация оборудования	
Название	BTL-1100
Модель	BTL-1100
Условия работы	
Температура окружающей среды	От -10°C до +55°C
Относительная влажность	От 30% до 75%
Атмосферное давление	От 700 до 1060 гПа
Расположение	горизонтальное
Режим работы	непрерывный
Условия транспортировки и хранения	
Температура окружающей среды	От -10°C до +55°C
Относительная влажность	От 10% до 85%
Атмосферное давление	От 650 до 1100 гПа
Расположение	горизонтальное
Классификация	
Класс в соответствии 93/42/ЕЕС	I

2.1 БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Модель	BTL-1100	BTL-1100
Конфигурация	2-секционная с ручной регулировкой головной секции	3-секционная с ручной регулировкой наклона головной секции и высоты средней секции
Номер заказа	T011.160	T011.161
Длина: 195 см	x	x
Автоматическое регулирование средней части	-	x
Отверстие для лица Номер заказа T010.015	o	o
Стандартная ширина: 70 см	x	x
Уменьшенная ширина: 60 см Номер заказа T010.001	o	o
Увеличенная ширина: 80 см Номер заказа T010.000	o	o
Стандартная высота: 70 см	x	x
Высота подъема средней части: 0–22 см	-	x
Угол подъема головной части: +45°/-45°	x	x
Вес: 45–65 кг (в зависимости от модели)	x	x
Нагрузочная способность: 170 кг	x	x
Держатель санитарной бумаги Номер заказа T010.027	o	o
Тренировочные аксессуары	o	o

x = стандартная комплектация
o = дополнительно
- = неприменимо

2.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BTL Industries Ltd.

161 Cleveland Way

Stevenage

Hertfordshire

SG1 6BU

United Kingdom

E-mail: sales@btlnet.com

<http://www.btlnet.com>

По вопросам технического обслуживания, пожалуйста, обращайтесь в сервисный отдел: service@btlnet.com.

Дата последнего изменения: 9 ноября 2016 г.

© Все права защищены. Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, сохранена в научно-исследовательском центре или передана любыми средствами, включая электронные, механические, фотографические или другие документы, без предварительного согласия BTL Industries Limited.

BTL Industries Limited проводит политику непрерывного развития. Таким образом, она оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в изделия без предварительного уведомления.

Содержание данного документа предоставляется на условиях «как есть». За исключением случаев, предусмотренных применимыми законами, гарантия любого рода, будь то явно выраженная или подразумеваемая, в отношении точности, надежности или содержания этого документа отсутствует. BTL Industries Limited оставляет за собой право вносить изменения в данный документ или отозвать его в любое время без предварительного уведомления.



