


# Vision Hema<sup>®</sup> Bone Marrow

## Анализ клеток костного мозга



# Автоматические системы анализа клеток костного мозга

Vision Hema®  
Bone Marrow Assist




Пошаговая загрузка слайдов  
оператором

Vision Hema®  
Bone Marrow 4Pro



Последовательная загрузка  
4 слайдов

Vision Hema®  
Bone Marrow 8Pro



Кассетная загрузка 8 слайдов


Vision Hema®  
Bone Marrow Ultimate



Загрузка до 200 слайдов


# 9 основных характеристик

1




Автоматическое сканирование препарата

2




Автоматический подсчет и пре-классификация клеток костного мозга

3




Быстрая верификация результатов

4



Составление и анализ миелограммы

5



База данных для ведения архива

6



Автоматический анализ, сохраняющий традиционную микроскопию

7



Удаленный доступ и сетевые возможности

8




Обучение и повышение квалификации

9



Двунаправленная интеграция ЛИС



Система Vision Hema® Bone Marrow 8Pro

## Дополнительные модули



### Vision Hema® Bone Marrow Remote

Удаленная работа с результатами анализа



### Vision Hema® Expertise

Онлайн тестирование.  
Контроль качества и обучение специалистов

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления

